



Fiche d'information sur le service Bioserveur-MED

Les laboratoires et/ou la structure de gestion du dépistage des cancers de votre région décident d'utiliser Bioserveur pour l'envoi des comptes-rendus d'analyses.

Adapté à l'utilisation des médecins, prescripteurs d'analyses de Biologie, Bioserveur-MED est entièrement gratuit. Il vous permet d'accéder à vos résultats instantanément et en toute sécurité.

Basé sur une infrastructure opérationnelle depuis 1999, et disposant d'un hébergement agréé de données de santé, Bioserveur-MED vous affranchit d'une mise en œuvre longue et fastidieuse pour connecter chaque Laboratoire.

Grâce à ses fonctions de concentrateur, il permet d'intégrer directement dans votre logiciel médical les données de biologie issues de tous les Laboratoires d'Analyses Privés ou Hospitaliers, indépendamment de leur logiciel d'exploitation.

Si vous n'avez pas de logiciel médical, Bioserveur-MED vous permet également d'accéder aux résultats de vos patients en toute sécurité par un simple navigateur Internet, et d'enregistrer les comptes rendus de façon unitaire ou par lot sur votre ordinateur.

Bioserveur-MED permet d'intégrer les résultats de Biologie dans un grand nombre de Logiciels Médicaux (compatibles Hprim)

Actualités	<h3>Logiciels Médicaux</h3> <p>Bioserveur travaille à s'interconnecter avec n'importe quel logiciel médical de manière à simplifier le travail quotidien des professionnels de santé.</p> <p>Les logiciels médicaux certifiés avec Bioserveur sont listés ici.</p> <ul style="list-style-type: none">ORDOVITALEEO MEDECIN / EO ADDICTIONSCLMMAIDISTOUYOUPROMEDIMEDIPRATIKMAGICMEDGYNELOGAVANTAGEAXIMESSAGEPRATIS SANTEPAPYRUSCOCCIOLOGDOCWAREORDOGESTAPIMEDECINMEDIALOGISCARDIO LITETOPAZEMEGABAZEAMBROISEDOCTEUR NETAPPLIMEDDIAMMMEDICLICK!MEDICABAPICRYPTMEDISTORYSPECCOXXI32123 SANTECROSSWAY VILLEDIAMEDICAWINMEDIPROGMEDICALPMEDIGESTDBMEDAXISANTEMEDIWINEASYPRATMEDIMUSTALTYSEMEDI+4000ALMAPROFISIMEDSHAMANEGLANTINEHELLODOC
Dernières News	
Solutions	
Inscription gratuite par CPS	
Inscription gratuite par formulaire	
Logiciels Compatibles	
Questions-Réponses	
Témoignages	

L'inscription gratuite à Bioserveur-MED

Pour vous inscrire à Bioserveur-MED, vous avez à votre disposition **deux possibilités** :

Inscription par carte CPS :

Nous vous conseillons d'utiliser votre carte CPS pour vous inscrire sur notre site Internet, car cette démarche est simple et rapide (vous authentifiant de façon sûre), et votre accès est validé et actif dès le lendemain de votre inscription. Votre ordinateur doit toutefois disposer des composants délivrés par l'ASIP Santé (vérifiable par un test sur le site <http://testssl.asipsante.fr>). En cas de difficulté, utilisez l'inscription par formulaire.

ou

Inscription par formulaire :

Dans le cas d'une inscription par formulaire (sans utilisation de la carte CPS), il est nécessaire de vérifier l'authenticité de votre demande. C'est pourquoi nous vous demandons de faxer (en parallèle à votre inscription), votre attestation du GIP-CPS ou de la DDASS confirmant votre code RPPS (ou Adeli) au numéro de fax suivant: 05.16.44.04.89. A défaut, nous vous contacterons par téléphone (numéro de l'annuaire des professionnels) pour vérifier votre démarche.

The screenshot shows the Bioserveur website interface. At the top, there is a search bar and navigation links for 'AGFA HealthCare ES', 'SITE MAP', and 'CONTACT'. The main navigation menu includes 'ACCUEIL', 'SOLUTIONS', 'LABORATOIRES', 'MÉDECINS' (circled in blue), 'TESTS DE SANTÉ', 'EDITEURS', and 'STRUCTURE DE GESTION DU DÉPISTAGE'. On the left sidebar, under 'Solutions', there are two links circled in blue: 'Inscription gratuite par CPS' and 'Inscription gratuite par formulaire'. The main content area is titled 'Accueil > Médecins' and features two columns: 'Accès par mot de passe' with input fields for 'Nom d'utilisateur' and 'Mot de passe', a 'Se connecter' button, and a link for 'Perdu votre mot de passe ?'; and 'Accès par CPS' with the instruction 'Cliquez sur la Carte' and an image of a CPS card. Below these is a section titled 'Comment s'inscrire à Bioserveur-MED ?' which states: 'Pour vous inscrire à Bioserveur-MED, vous avez à votre disposition deux possibilités (voir menu déroulant à gauche de l'écran) : - Soit par la carte CPS, - Soit par formulaire d'inscription.'

Dans le cas d'une inscription par carte CPS, un seul mail vous sera adressé pour confirmer votre inscription et l'activation immédiate de votre compte.

Dans le cas d'une inscription par formulaire, vous recevez un premier mail qui confirmera la prise en compte de votre demande,

Félicitations !!!

*Votre inscription au Bioserveur a bien été enregistrée avec la référence xxxxxxx4920820xxxxxx.
Nous procédons à une vérification de votre code ADELI (ou RPPS) et de vos coordonnées. D'ici quelques jours, vous recevrez par email une notification de son activation.*

Nous vous conseillons de conserver en lieu sûr les mots de passe qui vous ont été communiqués lors de votre inscription.

Cordialement

Service Bioserveur

Agfa HealthCare

www.bioserveur.com

www.mediabio.fr (Rhône-Alpes)

et un second mail les jours suivants qui vous informera de l'activation de votre compte :

Félicitations !!!

Votre inscription à Bioserveur a été validée et votre compte a été activé.

Voici les instructions pour tester le service :

1 - Connectez-vous avec Internet Explorer (pour les utilisateurs du RSS ou AOL, utilisez impérativement Internet Explorer, si vous utilisez Netscape, Safari ou Firefox, ça ne marchera pas) sur <http://www.bioserveur.com> et saisissez vos codes d'accès. Les codes d'accès vous ont été communiqués lors de votre inscription en ligne mais si vous les avez perdus, cliquez ici. Vous recevrez un mail avec de nouveaux mots de passe (Votre code utilisateur Bioserveur est votre code RPPS ou Adeli). [...] [...]

5 - Utilisez le module "Signaler" pour avertir vos laboratoires et vos confrères que vous venez de tester Bioserveur.

En cas de problème, consultez le menu "AIDE" (à gauche), vous aurez accès à une documentation avec des images d'écran correspondant à votre logiciel.

Pour tout problème technique, notre adresse email est support@bioserveur.com.

Astuce : Rajoutez sur les ordonnances à destination des laboratoires : "Merci d'envoyer les résultats sur mon

compte Bioserveur (www.bioserveur.com)"

A bientôt.

Service Bioserveur

Agfa HealthCare

www.bioserveur.com

Email: support@bioserveur.com

Vous pourrez alors vous connecter sur votre compte Web sécurisé pour définir votre mode de réception des résultats



Paramétrage pour une consultation Web sécurisée et pour le téléchargement des comptes rendus au format PDF

Sélectionnez le menu « Vos Paramètres »,

BioServeur Vos paramètres

Rechercher un patient... 🔍

Jean Luc BISSON

AGFA HealthCare

Dossiers en Cours

Télécharger

Recherche Patient

Aide en Ligne

Quitter

Vos Paramètres

Si votre logiciel n'apparaît pas ci-dessous, cliquez ici pour régler votre téléchargement

Logiciel	Acrobat Reader
	Acrobat Reader vous permet de lire les résultats de biologie gratuitement. Pour une utilisation plus pratique, choisissez plutôt le logiciel "Winzip avec fichiers pdf".
Résultat dans	Au choix de l'utilisateur
Code laboratoire	###non utilisé###
Code cabinet	###non utilisé###
Code prescripteur	###non utilisé###
Clé de cryptage	###non utilisé###

Cliquez ici pour exécuter l'assistant de paramétrage automatique.

Si vous avez Windows XP-SP2, il faut aller dans le menu Outils/Options Internet/Sécurité/Personnaliser le niveau et cocher la case "Activer" "Demander confirmation pour les controles activex". Sinon, l'assistant de paramétrage ne se lance pas. Si vous avez une erreur "Run Time error" lorsque vous lancez l'assistant, il faut désactiver votre antivirus le temps de la manipulation. L'assistant de paramétrage comporte 6 étapes dont l'installation du "Décodeur Bioserveur", qu'il est impératif d'installer correctement. A l'étape 6/6 de l'assistant, vous devez avoir correctement sélectionné votre logiciel dans la liste. Celui-ci doit ensuite apparaître ci-dessus.

Cliquez ici pour paramétrer manuellement votre téléchargement (RESERVE AUX EXPERTS SEULEMENT).

Si vous souhaitez recevoir vos résultats par Messagerie sécurisée, cliquez ici

Type de messagerie :

Paramétrez ici votre messagerie sécurisée.

Mot de passe

Changez ici votre mot de passe de connexion à **Bioserveur**

Puis « **cliquez ici pour paramétrer manuellement votre téléchargement** » et sélectionnez dans la rubrique logiciel « Fichiers au format PDF » :

Logiciel d'intégration de résultats

Logiciel: Fichiers au format PDF

Résultat dans: Au choix de l'utilisateur

Code laboratoire: ###non utilisé###

Code cabinet: ###non utilisé###

Code médecin: ###non utilisé###

Clé de cryptage: ###non utilisé###

Paramétrage messagerie sécurisée HPRIM Net ou Apicrypt

Si vous souhaitez recevoir en parallèle les résultats sur votre messagerie sécurisée (HPRIM Net ou Apicrypt), sélectionnez le menu « [Vos Paramètres](#) ».

BioServeur Vos paramètres Jean Luc BISSON **AGFA** HealthCare

Si votre logiciel n'apparaît pas ci-dessous, cliquez ici pour régler votre téléchargement

Logiciel	Acrobat Reader
	Acrobat Reader vous permet de lire les résultats de biologie gratuitement. Pour une utilisation plus pratique, choisissez plutôt le logiciel "Winzip avec fichiers pdf".
Résultat dans	Au choix de l'utilisateur
Code laboratoire	###non utilisé###
Code cabinet	###non utilisé###
Code prescripteur	###non utilisé###
Clé de cryptage	###non utilisé###

Cliquez ici pour exécuter l'assistant de paramétrage automatique.

Si vous avez Windows XP-SP2, il faut aller dans le menu Outils/Options Internet/Sécurité/Personnaliser le niveau et cocher la case "Activer" "Demander confirmation pour les controles activex". Sinon, l'assistant de paramétrage ne se lance pas. Si vous avez une erreur "Run Time error" lorsque vous lancez l'assistant, il faut désactiver votre antivirus le temps de la manipulation. L'assistant de paramétrage comporte 6 étapes dont l'installation du "Décodeur Bioserveur", qu'il est impératif d'installer correctement. A l'étape 6/6 de l'assistant, vous devez avoir correctement sélectionné votre logiciel dans la liste. Celui-ci doit ensuite apparaître ci-dessus.

Cliquez ici pour paramétrer manuellement votre téléchargement (RESERVE AUX EXPERTS SEULEMENT).

Si vous souhaitez recevoir vos résultats par Messagerie sécurisée, cliquez ici

Type de messagerie :

Paramétrez ici votre messagerie sécurisée.

Mot de passe

Changez ici votre mot de passe de connexion à **Bioserveur**

Et cliquez sur « **paramétrez ici votre messagerie sécurisée** » afin d'obtenir la fenêtre qui vous permettra de sélectionner votre type de messagerie sécurisée (attention aux bloqueurs de pop-up !).

Messagerie sécurisée

Pour recevoir vos résultats au format HPRIM Net, vous devez souscrire un abonnement HPRIM Net chez votre fournisseur de Messagerie. Installez les certificats de confiance Netsanté en **cliquant ici**. Renseignez votre adresse de messagerie destinée à recevoir les fichiers par HPRIM Net dans le cadre ci-dessous et validez. Ensuite, envoyez votre certificat à l'adresse hprimnet@bioserveur.com. Consultez votre éditeur de logiciel pour plus de renseignement.

Type de messagerie

Adresse HPRIM Net

Messagerie sécurisée

Pour recevoir vos résultats par apicrypt, vous devez vous abonner à l'association apicrypt (www.apicrypt.org) et renseigner votre identifiant apicrypt ci-dessous (en général, l'identifiant apicrypt est du type "prenom.nom").

Type de messagerie

Identifiant APICRYPT

Paramétrage pour un téléchargement avec intégration dans un logiciel médecin

Si vous souhaitez intégrer directement les résultats dans votre logiciel médecin via le menu « Télécharger », sélectionnez le menu « [Vos Paramètres](#) » :

Logiciel	Acrobat Reader
	Acrobat Reader vous permet de lire les résultats de biologie gratuitement. Pour une utilisation plus pratique, choisissez plutôt le logiciel "Winzip avec fichiers pdf".
Résultat dans	C:\Resultats Bioserveur
Code laboratoire	###non utilisé###
Code cabinet	###non utilisé###
Code prescripteur	###non utilisé###
Clé de cryptage	###non utilisé###

Cliquez ici pour exécuter l'assistant de paramétrage automatique.

Si vous avez Windows, allez dans le menu Outils/Options Internet/Sécurité/Personnaliser le niveau et cocher la case "Activer" pour l'option "Demander confirmation pour les contrôles activeX". Sinon, l'assistant de paramétrage ne se lance pas. Si vous avez une erreur "Run Time error" lorsque vous lancez l'assistant, il faut désactiver votre antivirus le temps de la manipulation.

L'assistant de paramétrage comporte 6 étapes dont l'installation du "Décodeur Bioserveur", qu'il est impératif d'installer correctement.

A l'étape 6/6 de l'assistant, vous devez avoir correctement sélectionné votre logiciel dans la liste. Celui-ci doit ensuite apparaître ci-dessus.

Enfin, cliquez sur « ***cliquez ici pour exécuter l'assistant de paramétrage automatique*** » et Bioserveur se chargera du reste. La connexion avec le navigateur Internet Explorer est requise pour accéder à la ligne d'exécution de l'assistant.

En cas de difficulté votre support logiciel pourra procéder à l'installation manuelle du décodeur Bioserveur (exploité par les logiciels cabinets sur PC windows), et à la configuration manuelle de vos paramètres de téléchargement via les options suivantes:

Cliquez ici pour installer manuellement le décodeur Bioserveur (si problème de lancement de l'assistant de paramétrage automatique).

Cliquez ici pour paramétrer manuellement votre téléchargement (RESERVE AUX EXPERTS SEULEMENT).

Si nécessaire, votre support logiciel pourra contacter le support Agfa pour plus d'information à l'adresse support@bioserveur.com.

Une fois votre paramétrage effectué, il conviendra de signaler votre inscription aux structures et aux laboratoires inscrits à Bioserveur. Sélectionnez le menu « Signaler »

BioServeur Signaler son inscription

Rechercher un patient...

Pascal DR_medxfer_4_CLB

AGFA HealthCare

Sélection de vos options

Vous pouvez signaler que vous utilisez **Bioserveur** auprès de vos laboratoires habituels. Pour cela sélectionnez-les dans la liste ci-dessous. Vos coordonnées seront envoyées aux laboratoires choisis.

Choisissez un département

- 78 (Yvelines)
- 79 (Deux-Sèvres)
- 80 (Somme)
- 81 (Tarn)
- 82 (Tarn-et-Garonne)
- 83 (Var)
- 84 (Vaucluse)**

Vous n'êtes pas encore paramétré par les laboratoires suivants :

Tout sélectionner	Tout dé-sélectionner					
Finess	Nom	Adresse	Code postal	Ville	Téléphone	
<input type="checkbox"/>	840015416	LABM DIALABO	91 RUE RENE CASSIN	84400	APT	04 90 74 07 38
<input type="checkbox"/>	840018907	LBM DU CENTRE	91 RUE RENE CASSIN	84400	APT	04 90 74 07 38
<input type="checkbox"/>	840015432	LABM URBAIN V	LABORATOIRE URBAIN V selarf BIOTOP CHEMIN DU PONT DES DEUX EAUX	84000	AVIGNON	04.90.81.09.54
<input type="checkbox"/>	840016380	LABORATOIRE DU PONT DES 2 EAUX	LABM GERVAIS 431 RUE RENE CASSIN	84000	AVIGNON	04.90.16.48.00
<input type="checkbox"/>	840015457	LABM Alary	1060 AV DE LA TRIADE	84000	AVIGNON	
<input type="checkbox"/>	840016562	LABM TERRET	44 RUE BONNETERIE	84000	AVIGNON	04.90.82.24.82
<input type="checkbox"/>	44390245700011	ADCA 84	106 Avenue de Tarascon - BP 21081	84097	AVIGNON	04.32.74.16.73
<input type="checkbox"/>	840015465	LABM Orfano	10 RUE PORTAIL BOQUIER	84000	AVIGNON	

Vos Paramètres

Sélectionner les structures et laboratoires de votre département à prévenir, et cliquez tout en bas de l'écran sur le bouton « Signaler mon inscription »

<input type="checkbox"/>	840017974	LABM TOILET DENVOUX	01, quai Roudet de Hsie
<input type="checkbox"/>	840015853	Laboratoire TORTEL	49 avenue François LASCOUR
<input type="checkbox"/>	840015283	LABORATOIRE POITOUT	139 Av de L'Europe
<input type="checkbox"/>	843700246	LABM MAZET	5-7 BOULEVARD TREWEY
<input type="checkbox"/>	840015572	LABORATOIRE PIGUET	210 COURS MARECHAL LECLERC

Tout sélectionner Tout dé-sélectionner

Cliquez ici pour avertir vos confrères médecins que vous utilisez **Bioserveur**.

Signaler vos options aux laboratoires vous ayant déclaré

Sélectionner ci après les options qui correspondent à votre choix puis cliquer sur le bouton "Signaler mes options". Les modifications seront automatiquement signalées aux laboratoires vous ayant déjà déclaré.

Je ne souhaite plus recevoir de compte rendu papier

A ce stade, les structures et les laboratoires inscrits à Bioserveur seront avertis de votre inscription et pourront vous ajouter dans la liste de leurs destinataires. Vous serez alors en mesure de recevoir, consulter et/ou télécharger vos résultats via Bioserveur.

Contacts

En cas de problèmes de connexion, d'installation ou de paramétrage, nous vous demandons de bien vouloir contacter le support Bioserveur, via le menu « CONTACT » en haut à droite :

The screenshot shows the contact page on the BioServeur website. The header includes the BioServeur logo, navigation links (AGFA HealthCare ES, SITE MAP, CONTACT), and a search bar. A dark navigation bar contains menu items: ACCUEIL, SOLUTIONS, LABORATOIRES, MÉDECINS, ETS DE SANTÉ, EDITEURS, and STRUCTURE DE GESTION DU DÉPISTAGE. The left sidebar has 'Actualités' and 'Dernières News' buttons. The main content area is titled 'Accueil > CONTACT' and features a 'Support Technique' section. Below this, there is a form to send an email to the contact, with fields for name, email address, subject, and message. A checkbox for 'Recevoir une copie de cet e-mail' is present, along with 'Envoyer' and '[Retour]' buttons.

AGFA HealthCare ES | SITE MAP | CONTACT | Rechercher...

AGFA HealthCare

ACCUEIL SOLUTIONS LABORATOIRES MÉDECINS ETS DE SANTÉ EDITEURS STRUCTURE DE GESTION DU DÉPISTAGE

Actualités

Dernières News

Accueil > CONTACT

Support Technique

Envoyez un e-mail à ce contact :

Entrez votre nom :

Saisissez votre adresse e-mail :

Objet du message :

Saisissez votre message :

Recevoir une copie de cet e-mail

Envoyer

[Retour]